



## Endecotts D450 digital – Setacciatore da pavimento

È un setacciatore da pavimento che può ospitare fino a 9 setacci di diametro 300 e 7 di diametro 450 più fondo e coperchio. Si distingue per la costruzione robusta, le dimensioni compatte, il funzionamento silenzioso ed esente da manutenzione.

La massima efficienza e precisione di funzionamento sono garantite **dall'impostazione digitale** e dal controllo a **microprocessore** di tutte le funzioni operative quali tempo di lavoro, ampiezza di vibrazione, tipo di funzionamento continuo o intermittente e durata delle fasi ON e OFF.

Questo permette la totale flessibilità e la possibilità di impostare lavori ottimali di setacciatura per quasi tutti i materiali da trattare. Un meccanismo senza parti in movimento produce un'azione vibrante, unica nel suo genere, che sottopone contemporaneamente il campione ad un movimento **sussultorio** e ad uno **rotatorio**. L'azione combinata di questi due movimenti garantisce un'efficace separazione del materiale e una continua rimozione delle particelle che tendono a ostruire le maglie.

Il setacciatore D450 è dotato di molle elastiche, di un dispositivo di fissaggio ad aggancio rapido e di supporti antivibrazione che riducono il livello di rumorosità.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di agitazione a motore elettromagnetico	<b>Il setacciatore può portare fino a:</b>  n° 9 setacci di altezza normale e diametro 300 mm più fondo e coperchio n° 11 setacci di altezza normale e diametro 350 mm più fondo e coperchio n° 10 setacci di altezza normale e diametro 400 mm più fondo e coperchio n° 7 setacci di altezza normale e diametro 450 mm più fondo e coperchio
Modalità funzionamento continuo o intermittente	
Ampiezza di agitazione : 0,1 – 2.0 mm regolabile in 10 valori fissi	
Timer digitale da 10 sec a 99:59 minuti	
Sistema per setacciatura a umido opzionale	
Dimensioni (Ø x h): 680 x 280 mm (pila di setacci esclusa)	
Peso: 86 kg	
IP54	Conforme a standard AASHTO T 27
Alimentazione: 230 V/50 Hz	